

遠心機 ご愛顧感謝キャンペーン 予算申請資料

対象の遠心機とロータやバケットなどのアクセサリがセットで **30% OFF**

2018年11月1日～2019年4月30日まで

卓上マイクロ冷却遠心機 3520 オススメ構成 A セット

研究室の中で遠心機渋滞は起きていませんか？

実験台にコンパクトにおさまる、パーソナルユースの遠心機です。

Model 3520 基本仕様	
最高回転数	15,000 rpm
最大遠心力	20,630 ×g *1
最大処理量	60 mL *1
温度設定範囲	-9℃～40℃ 1℃ステップ設定
冷媒	R134a (CFCフリー)
必要電源	100V、50/60Hz・15A
寸法	29 (W) × 48.4 (D) × 28.4 (H) cm
重さ	30 kg

*1 最大遠心力・最大処理量は、ご使用のロータならびにバケット等のアクセサリによって異なります。



品名	価格	キャンペーン特別価格
卓上マイクロ冷却遠心機 3520	420,000	294,000
アングルロータ MA-2024 (2mL×24本)	62,000	43,400
合計	¥482,000	¥337,400

上記以外のロータやバケット等のアクセサリの組み合わせにつきましては、お近くの久保田商事までお気軽にお問い合わせください。

・表示価格は2018年10月現在の価格(税別)ならびにキャンペーン特別価格(税別)です。

・価格・仕様・外観などはお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

久保田商事株式会社

<http://www.kubotacorp.co.jp> E-Mail: sales@kubotacorp.co.jp

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎ (03) 3815-1331

札幌営業所 ☎ (011) 751-2175 大阪営業所 ☎ (06) 6762-8471

仙台営業所 ☎ (022) 287-2181 広島営業所 ☎ (082) 871-7811

つくば営業所 ☎ (029) 856-3211 福岡営業所 ☎ (092) 621-1161

名古屋営業所 ☎ (0561) 64-2351

遠心機 ご愛顧感謝キャンペーン 予算申請資料

対象の遠心機とロータやバケットなどのアクセサリがセットで **30% OFF**

2018年11月1日～2019年4月30日まで

卓上マイクロ冷却遠心機 3520 オススメ構成 B セット

研究室の中で遠心機渋滞は起きていませんか？

実験台にコンパクトにおさまる、パーソナルユースの遠心機です。

Model 3520 基本仕様	
最高回転数	15,000 rpm
最大遠心力	20,630 ×g *1
最大処理量	60 mL *1
温度設定範囲	-9℃～40℃ 1℃ステップ設定
冷媒	R134a (CFCフリー)
必要電源	100V、50/60Hz・15A
寸法	29 (W) × 48.4 (D) × 28.4 (H) cm
重さ	30 kg

*1 最大遠心力・最大処理量は、ご使用のロータならびにバケット等のアクセサリによって異なります。



品名	価格	キャンペーン特別価格
卓上マイクロ冷却遠心機 3520	420,000	294,000
アングルロータ MA-2024 (2mL×24本)	62,000	43,400
アングルロータ MA-512 (5mL×12本) *2	100,000	70,000
*2 バイオピック5mLサンプリングチューブ、ワトソン5mLメガチューブが使えます。		
合計	¥582,000	¥407,400

上記以外のロータやバケット等のアクセサリの組み合わせにつきましては、お近くの久保田商事までお気軽にお問い合わせください。

・表示価格は2018年10月現在の価格(税別)ならびにキャンペーン特別価格(税別)です。

・価格・仕様・外観などはお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

久保田商事株式会社

<http://www.kubotacorp.co.jp> E-Mail: sales@kubotacorp.co.jp

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-9 ☎ (03) 3815-1331

札幌営業所 ☎ (011) 751-2175 大阪営業所 ☎ (06) 6762-8471

仙台営業所 ☎ (022) 287-2181 広島営業所 ☎ (082) 871-7811

つくば営業所 ☎ (029) 856-3211 福岡営業所 ☎ (092) 621-1161

名古屋営業所 ☎ (0561) 64-2351